


GOLDEN SECTION DIVIDER

COMPAS POUR L'ENREGISTREMENT DE LA «RÈGLE D'OR»



UNE DES CONSTANTES DE L'UNIVERS

La **règle d'or** est un ratio dont le résultat est appelé mathématiquement *Phi* (1.618) ou *phi* (0.618).

Il est démontré que **l'univers se sert de cette proportion dans sa propre construction**: des séquences génétiques aux galaxies, en passant par les fleurs, les insectes, une main, le visage ou le corps tout entier.


Au même titre que l'œil humain est capable de reconnaître une ligne perpendiculaire, il reconnaît inconsciemment la règle d'or comme **une constante d'harmonie et d'équilibre**.

LA RÈGLE D'OR EN DENTISTERIE

Beaucoup d'études démontrent que la règle d'or est présente dans l'**harmonie du sourire et de la dentition**.

Le Golden Section et les grilles imprimées vous permettent de découvrir en quelques secondes le but idéal théorique par rapport à une situation en bouche bien réelle. Des informations passionnantes et très utiles pour:

- **reconstructions esthétiques**
- **prothèse totale**
- **positionnement-inclinaison-axe des dents**
- **gingivectomie**
- **contrôle wax-ups**





Smile Line 
made in switzerland

UN OUTIL FASCINANT

Le Golden Section Divider vous permettra d'assimiler et de comprendre «physiquement» ce concept. Qu'il soit légèrement ou grand ouvert, **le Golden Section indique en permanence deux segments respectant la règle d'or**.

Fabriqué en acier inoxydable de la plus haute qualité et assemblé avec le plus grand soin, c'est une petite merveille de mécanique de précision.

Il est livré dans son coffret avec un assortiment des très utiles blocs de grilles imprimées et d'instructions d'utilisation.



En vue frontale (partie visible de la dentition), les dents antérieures sont dans la règle d'or l'une par rapport à l'autre. C'est-à-dire que la centrale est en proportion par rapport à la latérale, la latérale à la canine et la canine par rapport à la 1ère prémolaire.

Le segment «centrale/prémolaire» respecte la règle d'or par rapport au segment «prémolaire/angle du sourire» (commisure labiale).

Enfin, la hauteur de la centrale est dans la règle d'or par rapport à la largeur des deux centrales (rectangle d'or).

Les grilles pré-imprimées Golden Section sont très utiles tant en utilisation dans la bouche d'un patient qu'avec un modèle.

DESCRIPTION	N. art.
Golden Section, set complet	6010

144 233 7 610 987 1597 2584 4 6765 10946 1771 557 4630