


GOLDEN SECTION DIVIDER

STRUMENTO PER LA MISURAZIONE DELLA PROPORZIONE AUREA



UNA DELLE COSTANTI DELL'UNIVERSO

La **proporzione aurea** è un rapporto il cui risultato è chiamato matematicamente *Phi* (1.618) o *phi* (0.618).

E' ormai dimostrato che **l'universo usa questa proporzione nella sua costruzione**: dalle sequenze genetiche alle galassie, passando da fiori, insetti, una mano, il viso ed il corpo intero.

Così come l'occhio umano è capace di riconoscere una linea perpendicolare, esso riconosce inconsciamente la proporzione aurea come una **costante per l'armonia e l'equilibrio**.


LA PROPORZIONE AUREA NEL CAMPO DENTALE

Numerosi studi mostrano che la proporzione aurea è uno dei fattori dell'**armonia del sorriso e della dentizione**.

Il Golden Section ed i blocchi prestampati vi consentono di scoprire in pochi secondi l'obiettivo ideale teorico rispetto ad una situazione reale in bocca.

Otterrete così delle informazioni molto utili per:

- ricostruzioni estetiche
- protesi totale
- posizionamento-inclinazione-asse dei denti
- gengivectomia
- controllo wax-ups





Smile Line 
made in switzerland

UNO STRUMENTO AFFASCINANTE

Il Golden Section Divider vi consentirà di assimilare e capire «fisicamente» il concetto di proporzione aurea. Leggermente o totalmente aperto, il Golden Section **indica sempre due segmenti che rispettano la proporzione aurea**.

Fabbricato in acciaio inossidabile della migliore qualità ed assemblato con la più gran cura, il Golden Section è una piccola meraviglia di precisione meccanica.

Viene fornito in un cofanetto, contenente un assortimento di blocchetti prestampati e delle istruzioni dettagliate.



In vista frontale (parte visibile della dentatura), i denti anteriori sono nella proporzione aurea uno rispetto all'altro. Ciò significa che l'incisivo centrale è proporzionale al laterale, il laterale al canino ed il canino al primo premolare.

Il segmento «incisivo centrale/primo premolare» è proporzionale al segmento «primo premolare/angolo del sorriso» (commessura labiale).

Inoltre, l'altezza degli incisivi centrali e la loro larghezza sono nella proporzione aurea (rettangolo d'oro).

I blocchetti prestampati «Golden Section Grids» sono molto utili da usare direttamente nella bocca del paziente o per lavorare con un modello.

DESCRIZIONE	N. art.
Golden Section, cofanetto completo	6010

144 233 7 610 987 1597 2584 4 6765 10946 1771 557 4630